

TESTANLEITUNG zur Stuhlprobenentnahme mit OmicSnap Tube



SIE ERHALTEN

Die Probenröhrchen befinden sich ggf. in den Transportumröhrchen.



Hier finden Sie die Testanleitung als Video:



OPTIONAL




1 x Anforderungsbogen



1 x Transportumröhrchen



1 x OmicSnap Probenröhrchen (mit Stabilisierungspuffer + Matrix)



1 x Namensetikett



1 x Stuhlröhrchen



1 x Transportumröhrchen

Zweckbestimmung:

Das OmicSnap Tube ist ein All-in-One-System zur manuellen Entnahme einer definierten Menge Stuhl durch Laien und ermöglicht die Stabilisierung und Homogenisierung der Probe zur weiteren Verwendung in Nukleinsäure basierten Verfahren im Labor.

Sicherheitshinweise:

Inhalt des Stuhlprobenröhrchens nicht trinken, direkten Kontakt zur Flüssigkeit vermeiden. Nach Hautkontakt die betroffenen Stellen sofort gründlich waschen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Nach der Stuhlprobennahme stets die Hände waschen/desinfizieren. Schwerwiegende Vorkommnisse sind der Immundiagnostik AG und den nationalen Aufsichtsbehörden zu melden. Dieses Entnahmeset wurde nach der Verordnung (EU) 2017/746 (IVDR) hergestellt und inverkehrgebracht.



Hersteller:
Immundiagnostik AG
Stubenwald-Allee 8a
64625 Bensheim, Germany
Tel.: +49 6251 70190-0
Fax: +49 6251 70190-363
info@immundiagnostik.com
www.immundiagnostik.com

Vertrieb durch:
biovis Diagnostik MVZ GmbH
Brüsseler Str. 18
65552 Limburg-Eschhofen
Tel.: +49 6431 21248 0
Fax: +49 6431 21248 66
info@biovis.de

biovis.de



**BEI WEITEREN FRAGEN,
WENDEN SIE SICH AN
DAS MEDIZINISCHE
FACHPERSONAL IHRES
VERTRAUENS.**

 KV 10021 CP

 n-vitro Diagnostikum

 Chargennummer

 Unique Device Identifier

 Lagertemperatur: 2-30°C


 Verwendbar bis

 Nicht wiederverwenden



DIE TESTANLEITUNG


1. Legen Sie alle Materialien vor sich bereit. Platzieren Sie den Stuhlfänger auf dem Toilettensitz.



WICHTIG

Der Stuhl darf nicht mit dem Toilettenbecken oder Wasser in Berührung kommen.


2. Stellen Sie das Probenröhrchen aufrecht hin, damit die Flüssigkeit nicht entweichen kann. Schrauben Sie den gelben Deckel des Probenröhrchens **gegen den Uhrzeigersinn** auf und entnehmen Sie die Probenlanze.



WICHTIG

Der weiße Deckel muss unberührt bleiben und darf nicht geöffnet werden.

3. Stechen Sie mit der Probenlanze an mindestens 4 Stellen in den Stuhl, bis die Probenkammer in der Probenlanze gefüllt ist.




Bitte nicht den Stuhl mit der Probenlanze in das Probenröhrchen löfeln.

4. Streifen Sie überschüssigen Stuhl vorne von der Probenlanze ab.



5. Stecken Sie die Probenlanze wieder in das Röhrchen und drehen Sie den gelben Deckel zu, bis ein Widerstand einrastet und es nicht mehr zu öffnen ist.




6. Schwenken Sie anschließend das Röhrchen mehrmals hin und her.

Bitte nicht schütteln.



Stuhlprobenentnahme - OmicSnap Tube

Optional verwenden Sie für das zweite Stuhlröhrchen den gleichen Stuhl.



7. Schrauben Sie das Stuhlröhrchen (brauner Deckel) auf und entnehmen Sie an mindestens 4 Stellen Stuhlprobe. Füllen Sie diese in das Stuhlröhrchen bis es mindestens bis zur Markierung gefüllt ist. Schrauben Sie den Deckel mit dem Löffel wieder auf das Röhrchen.

8. Lösen Sie den Stuhlfänger von der Toilettenbrille ab. Dieser ist wasserlöslich und kann mitgespült werden.



9. Die Praxis sollte die Probenröhrchen bereits mit einem Barcode für Sie beklebt haben.

Ist das nicht der Fall, dann beschriften Sie das Namensetikett mit **Namen** und **Probenentnahmedatum oder Uhrzeit** und bekleben Sie das OmicSnap Röhrchen damit.


Optional: Beschriften Sie ebenso das Stuhlröhrchen.




10. Füllen Sie den Anforderungsbogen gut leserlich (digital oder Druckbuchstaben) aus.

Vermerken Sie auf der Vorderseite **Namen, Geburtsdatum und Entnahmedatum**.

Füllen Sie auf der Rückseite die Erklärung aus und unterschreiben Sie den Anforderungsbogen.




11. Packen Sie zunächst die Probenröhrchen in die Transportumröhrchen und anschließend diese mit dem ausgefüllten und unterschriebenen Anforderungsbogen in die Versandtasche.



12. Geben Sie die Versandtasche schnellstmöglich in einer Postfiliale oder bei Ihrer Praxis ab.

Bitte nicht an einem Freitag, am Wochenende oder an Feiertagen versenden und nicht in den Briefkasten werfen.



Wenden Sie sich bei weiteren Fragen an Ihre Praxis.