

I. Urina del mattino Raccolta campione

biovis'
DIAGNOSTIK MVZ



Gentile paziente,

La preghiamo di osservare il seguente procedimento per la raccolta dell'urina del mattino con la provetta Monovette. Grazie al Suo aiuto, il nostro laboratorio sarà così in grado di garantire un risultato il più possibile esatto e non alterato.

A. Il kit per il test è completo?

Per prima cosa, controlli che il kit sia completo:

1 x provetta per urine (Monovette) gialla con area di scritta e puntale di aspirazione

1 x recipiente di trasporto

B. Raccolta delle urine del mattino

a. È necessario raccogliere la prima urina del mattino. Dall'ultimo pasto devono essere trascorse almeno 8 ore.

b. Raccogliere il mitto intermedio; eliminare il primo getto di urina nel WC, con il getto seguente riempire il contenitore apposito per circa la metà. Eliminare l'urina restante nel WC.

c. Prendere in mano la cannula di aspirazione e la provetta gialla per la raccolta delle urine, girare la parte anteriore del tappo giallo e applicare il puntale.

d. Inserire il puntale giallo nell'urina e prelevare una parte dell'urina dal contenitore estraendo del tutto lo stantuffo. La provetta per urina dovrebbe essere completamente riempita.

e. Togliere il puntale giallo e richiudere accuratamente la provetta per urina con il tappo giallo.

f. Spezzare lo stantuffo lungo i punti di rottura, così che il resto dello stantuffo non sia più sporgente.

g. Inserire la provetta nel recipiente per il trasporto e chiudere il recipiente accuratamente.

h. Si prega di smaltire il puntale, lo stantuffo spezzato e il contenitore per l'urina nei rifiuti domestici.



**La ringraziamo per il Suo aiuto!
Il team di biovis'**

Biovis Diagnostik MVZ GmbH,
Justus-Staudt Straße 2,
65555 Limburg-Offheim

II. Urine del mattino Raccolta campione

biovis'
DIAGNOSTIK MVZ



Gentile paziente,

La preghiamo di osservare il seguente procedimento per la raccolta dell'urina del mattino con la provetta Monovette. Grazie al Suo aiuto, il nostro laboratorio sarà così in grado di garantire un risultato il più possibile esatto e non alterato.

A. Il kit per il test è completo?

Per prima cosa, controlli che il kit sia completo:

1 x provetta per urine (Monovette) gialla con area di scritta e puntale di aspirazione

1 x recipiente di trasporto

B. Raccolta delle urine del mattino

- a. È necessario raccogliere la seconda urina del mattino. Dall'ultimo pasto devono essere trascorse almeno 8 ore.
- b. Raccogliere il mitto intermedio; eliminare il primo getto di urina nel WC, con il getto seguente riempire il contenitore apposito per circa la metà. Eliminare l'urina restante nel WC.
- c. Prendere in mano la cannula di aspirazione e la provetta gialla per la raccolta delle urine, girare la parte anteriore del tappo giallo e applicare il puntale.
- d. Inserire il puntale giallo nell'urina e prelevare una parte dell'urina dal contenitore estraendo del tutto lo stantuffo. La provetta per urina dovrebbe essere completamente riempita.
- e. Togliere il puntale giallo e richiudere accuratamente la provetta per urina con il tappo giallo.
- f. Spezzare lo stantuffo lungo i punti di rottura, così che il resto dello stantuffo non sia più sporgente.
- g. Inserire la provetta nel recipiente per il trasporto e chiudere il recipiente accuratamente.
- h. Si prega di smaltire il puntale, lo stantuffo spezzato e il contenitore per l'urina nei rifiuti domestici.



**La ringraziamo per il Suo aiuto!
Il team di biovis'**

Biovis Diagnostik MVZ GmbH,
Justus-Staudt Straße 2,
65555 Limburg-Offheim