


PRAXISTIPP: So benutzen Sie die Barcode-Etiketten richtig

Pro
Barcodesatz
nur 1 Patient

WICHTIG

Benutzen Sie für jeden Patienten
einen neuen Barcode-Satz.

- Die Etiketten können in beliebiger Reihenfolge verwendet werden.
- Die Barcode-Etiketten können Sie über unser Bestellformular bestellen.



Diese **DFÜ-Auftragsnummer**
können Sie in Ihr EDV-System
eintragen oder scannen Sie
den Barcode ab.

Dieser Barcode ist für
den **Anforderungs-**
bogen vorgesehen.



Diese Etiketten stehen
Ihnen für das **Proben-**
material des Patienten
zur Verfügung.

Diese **Nummer-Codes**
sind für kleine Proben-
gefäße vorgesehen
(z. B. CapiSave).

Dieses Etikett ist für Ihr
Laborbuch vorgesehen.

10 1000 1258	10 1000 1258	10 1000 1258
--------------	--------------	--------------

Name: _____

Geb.-Datum: _____

10 1000 1258



FOLGEN SIE UNS



biovis Diagnostik MVZ GmbH
Brüsseler Str. 18 | 65552 Limburg-Eschhofen
info@biovis.de | biovis.de

