

CONSIGLI PRATICI: Come utilizzare correttamente le etichette con codice a barre

un nuovo
set di codici
a barre
per ogni
paziente

IMPORTANTE

Utilizzare un nuovo set di codici a barre per ogni paziente.

- Le etichette possono essere utilizzate in qualsiasi ordine.
- È possibile ordinare le etichette con codice a barre utilizzando il nostro modulo d'ordine.

Un dito di larghezza



Numero d'ordine

xx XXXX XXXX 00




È possibile inserire questo **numero d'ordine** nel sistema informatico o scansionare il codice a barre.

Questo codice a barre è destinato al **formulario di richiesta**.



Questi **codici numerici** sono destinati ai piccoli contenitori di campioni biologici (ad es. Capi-Save).

Questa etichetta è destinata al **quaderno di laboratorio**.



biovis.de

SEGUICI SU



biovis Diagnostik MVZ GmbH
Brüsseler Str. 18 | 65552 Limburg-Eschhofen
info@biovis.de | biovis.de



biovis'
DIAGNOSTICS