

## NEU: KENNZEICHNUNG funktioneller Tests und Analysen

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

als Ihr zuverlässiger und innovativer Partner für diagnostische Dienstleistungen ist es uns ein Anliegen, unser Angebot für Sie stets zu erweitern und unsere Prozesse für Sie und Ihre Patienten zu verbessern.

Manchmal sind es dabei die kleinen Dinge, die im täglichen Laborablauf eine Verbesserung bewirken können. Heute ist es ein Aufkleber. Mit diesem können Sie ab sofort Ihre Proben für alle funktionellen Tests kennzeichnen – am besten deutlich sichtbar auf der Versandtasche.

### Ihre Vorteile

- ✓ Ihre hochsensiblen Proben kommen tagesaktuell in die richtigen Labore
- ✓ Direkte Bearbeitung ohne Verzögerungen
- ✓ Verbesserte Probenstabilität durch schnellere Bearbeitung



**WICHTIG!** Bitte verwenden Sie den Aufkleber ausschließlich für die Kennzeichnung folgender Tests:

- **LTTs** (C650, D1010, D1020, D1025, D1060, D1070, D1080, D1090, K115)
- **ELISpots** (K120, K121, K221, K265, K236, K335, K346A, K242, K260, K271, K505, K620)
- **NK-Zell-Test** (D500, D510)
- **BHI + erweiterte Parameter** (E328, E335, E336, E337, E338, E339)
- **Mitochondriale Aktivität** (E330)
- **Zytokin-Status** (D845, D850)
- **TNF- $\alpha$ -Hemmtest** (D865, D8650)

Die bisherige Markierung der Versandtaschen für den EDIM Apo10/TKTL1 mit einem roten Aufkleber wird unverändert bleiben.

**Der Aufkleber kann ab sofort über unseren Materialbestellbogen bestellt werden: „Aufkleber für funktionelle Tests“, Artikelbezeichnung: IMMUAUF.**

Wir bedanken uns schon jetzt sehr bei Ihnen und verbleiben mit

vielen herzlichen Grüßen aus Limburg

**Ihr biovis Team**